

Dober zvok: Belong 30*

Priporočen za:



Pogovore ob
glasnejšem hrupu



Oddaljen govor -
gledališče ali koncerti



Pogovore na ulici



Pogovore v hrupu



Pogovore v
manjših skupinah



Telefonske pogovore - hišni
telefoni ali mobilni aparati



Gledanje televizije -
razumevanje glasov



Pogovore v
mirnem okolju

Višesni slušni aparat

Zaušesni slušni aparat



Virto 10 O



Virto 312 UZ



Bolero SP

*Belong 30 dobavljen kot Bolero SP, Naida UP, Virto 10 O
(non-wireless in wireless), Virto 312 UZ WL

Ker je udobje pri poslušanju samoumevno.

PHONAK Belong 30 lahko s pomočjo njegovih večih zvočnih kanalov zelo natančno nastavimo glede na določeno okvaro sluha. Udobno samodejno zaznavanje situacij razlikuje govorne situacije v hrupu in tišini in brez poseganja uporabnika. Sistem samodejno ciljno vklopi funkciji dušenja hrupa iz okolice in fokusiranja. Tako je pri vsakodnevnih situacijah, ko govor poteka v večji skupini, udobno poslušanje spet mogoče.

PHONAK Belong 30 je na voljo s kvalitetno dodatno opremo in bo kmalu postal vaš stalni spremljevalec, upravljate pa ga lahko s pametnim telefonom.

Dodatne funkcije:



Odstranjevanje
šumov



Trpežnost



Visoki toni



Uporaba pri
tinitusu



Cros / Bicros



Bluetooth za
mobilni telefon



TV-vmesnik



Daljinsko
upravljanje